

WL 19 Con

AA

LOT

Rev.: 008

WL 19 Con AA 3 niveles

PARAMETRO	WIENER LAB			WIENER LAB			WIENER LAB		
	COUNTER 19			COUNTER 19 CP			COUNTER XS 20		
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
WBC (x 10 ⁹ /L)	2,1 ± 0,5	8,4 ± 1,0	21,8 ± 2,5	2,1 ± 0,5	8,3 ± 1,0	21,7 ± 2,5	2,1 ± 0,5	8,1 ± 1,0	21,6 ± 2,5
LYMPH # (x 10 ⁹ /L)	1,3 ± 0,3	2,5 ± 0,7	2,8 ± 1,3	1,3 ± 0,3	2,5 ± 0,7	2,8 ± 1,3	1,4 ± 0,3	2,7 ± 0,7	3,1 ± 1,8
MID # (x 10 ⁹ /L)	0,2 ± 0,2	0,7 ± 0,7	1,3 ± 1,2	0,2 ± 0,2	0,7 ± 0,6	1,3 ± 1,1	0,2 ± 0,2	0,6 ± 0,6	1,2 ± 1,2
GRAN # (x 10 ⁹ /L)	0,6 ± 0,2	5,2 ± 0,7	17,7 ± 1,8	0,6 ± 0,2	5,1 ± 0,7	17,6 ± 1,8	0,6 ± 0,2	4,8 ± 0,7	17,3 ± 2,0
LYMPH % (%)	60,6 ± 12,0	30,2 ± 8,0	13,0 ± 6,0	59,7 ± 12,0	30,0 ± 8,0	13,0 ± 6,0	65,2 ± 12,0	33,0 ± 8,0	14,2 ± 8,0
MID % (%)	8,2 ± 8,0	8,0 ± 7,0	5,8 ± 5,0	8,7 ± 7,5	8,1 ± 7,0	6,0 ± 5,0	5,1 ± 5,0	6,8 ± 6,8	5,4 ± 5,0
GRAN % (%)	31,2 ± 10,0	61,8 ± 8,0	81,2 ± 8,0	31,6 ± 10,0	61,9 ± 8,0	81,0 ± 8,0	29,7 ± 10,0	60,2 ± 8,0	80,4 ± 9,0
HGB (g/dL)	6,1 ± 0,6	13,8 ± 0,9	18,7 ± 1,3	6,0 ± 0,6	13,6 ± 0,9	18,6 ± 1,3	6,1 ± 0,6	13,8 ± 0,9	18,6 ± 1,3
RBC (x 10 ¹² /L)	2,51 ± 0,18	4,71 ± 0,24	5,78 ± 0,30	2,46 ± 0,18	4,66 ± 0,24	5,81 ± 0,30	2,38 ± 0,18	4,51 ± 0,24	5,58 ± 0,30
HCT (%)	18,3 ± 1,5	40,3 ± 2,0	54,3 ± 2,4	17,8 ± 1,5	39,7 ± 2,0	54,0 ± 2,4	17,8 ± 1,5	39,2 ± 2,0	52,5 ± 2,4
MCV (fL)	73,1 ± 5,0	85,5 ± 5,0	94,0 ± 5,0	72,5 ± 5,0	85,1 ± 5,0	92,9 ± 5,0	74,7 ± 5,0	87,0 ± 5,0	94,0 ± 5,0
MCH (pg)	24,3 ± 2,7	29,3 ± 2,5	32,4 ± 2,5	24,4 ± 2,7	29,2 ± 2,5	32,0 ± 2,5	25,6 ± 2,7	30,6 ± 2,5	33,3 ± 2,5
MCHC (g/dL)	33,2 ± 3,0	34,3 ± 3,0	34,4 ± 3,0	33,6 ± 3,0	34,3 ± 3,0	34,5 ± 3,0	34,3 ± 3,0	35,2 ± 3,0	35,5 ± 3,0
RDW-CV (%)	16,5 ± 3,0	15,5 ± 3,0	14,5 ± 3,0	15,0 ± 3,0	13,5 ± 3,0	13,5 ± 3,0	16,5 ± 3,0	15,0 ± 3,0	14,0 ± 3,0
RDW-SD (fL)	37,0 ± 6,0	39,0 ± 6,0	41,5 ± 8,0	37,3 ± 6,0	40,0 ± 6,0	41,5 ± 8,0	43,5 ± 6,0	46,5 ± 6,0	48,0 ± 8,0
PLT (x 10 ⁹ /L)	76 ± 20	258 ± 40	526 ± 60	73 ± 20	252 ± 40	525 ± 60	62 ± 20	252 ± 40	561 ± 60
MPV (fL)	9,0 ± 3,0	8,3 ± 3,0	8,5 ± 3,0	8,8 ± 3,0	8,1 ± 3,0	8,0 ± 3,0	9,1 ± 3,0	9,1 ± 3,0	9,5 ± 3,0

WL 19 Con AA nivel 2

PARAMETRO	NIVEL 2		
	WIENER LAB COUNTER 19	WIENER LAB COUNTER 19 CP	WIENER LAB COUNTER XS 20
WBC (x 10 ⁹ /L)	8,4 ± 1,0	8,3 ± 1,0	8,1 ± 1,0
LYMPH # (x 10 ⁹ /L)	2,5 ± 0,7	2,5 ± 0,7	2,7 ± 0,7
MID # (x 10 ⁹ /L)	0,7 ± 0,7	0,7 ± 0,6	0,6 ± 0,6
GRAN # (x 10 ⁹ /L)	5,2 ± 0,7	5,1 ± 0,7	4,8 ± 0,7
LYMPH % (%)	30,2 ± 8,0	30,0 ± 8,0	33,0 ± 8,0
MID % (%)	8,0 ± 7,0	8,1 ± 7,0	6,8 ± 6,8
GRAN % (%)	61,8 ± 8,0	61,9 ± 8,0	60,2 ± 8,0
HGB (g/dL)	13,8 ± 0,9	13,6 ± 0,9	13,8 ± 0,9
RBC (x 10 ¹² /L)	4,71 ± 0,24	4,66 ± 0,24	4,51 ± 0,24
HCT (%)	40,3 ± 2,0	39,7 ± 2,0	39,2 ± 2,0
MCV (fL)	85,5 ± 5,0	85,1 ± 5,0	87,0 ± 5,0
MCH (pg)	29,3 ± 2,5	29,2 ± 2,5	30,6 ± 2,5
MCHC (g/dL)	34,3 ± 3,0	34,3 ± 3,0	35,2 ± 3,0
RDW-CV (%)	15,5 ± 3,0	13,5 ± 3,0	15,0 ± 3,0
RDW-SD (fL)	39,0 ± 6,0	40,0 ± 6,0	46,5 ± 6,0
PLT (x 10 ⁹ /L)	258 ± 40	252 ± 40	252 ± 40
MPV (fL)	8,3 ± 3,0	8,1 ± 3,0	9,1 ± 3,0

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
fecha	data	date	data
parámetro	parametro	parameter	parametry
nivel	nível	level	poziom

